

Dogspiegel nun



Productomschrijving

Draagbare "wide field" directe oogspiegel, primair mét, maar ook zonder smartphone te gebruiken. Er is geen speciale app vereist en compatibel met de meest voorkomende types smartphone. Ideaal voor klinisch gebruik, immobiele mensen en ook voor gebruik op locatie.

Productspecificaties

Naam product:	oogspiegel NUN
Lichtbron:	instelbare led met gepatenteerde ringverlichting waardoor minimale cornea reflectie
Gezichtsveld:	30° (pupil >4 mm), 8x groter gezichtsveld t.o.v. standaard directe oogspiegels en werkt zelfs bij pupillen van 2 mm (f.o.v. 15°)
Manuele correctie:	+20 dpt t/m -20 dpt
Filter:	roodvrij en blauwfilter
Batterij:	oplaadbaar middels micro usb 3,6V 18650 met PCM power supply: DC 5V 2A
Toebehoren:	wordt geleverd met universele smartphone adapter en eyecup
Garantie:	1 jaar

Dave Block Oogheelkundige fotografie



Weerhuysgaard 32
6227 HA Maastricht
Nederland

Telefoon: +31 6 38060076
Email: oogfotografie@daveblock.nl

[Website](https://sites.google.com/daveblockoogheelkundigefotografie.nl/dbof/oogspiegel-nun)
<https://sites.google.com/daveblockoogheelkundigefotografie.nl/dbof/oogspiegel-nun>